Raclette à main, mousse, 250 mm, Rouge





Éliminez efficacement l'eau et les résidus alimentaires des surfaces de préparation alimentaire grâce à cette raclette à main à lame double. Fournie avec une cassette facile à démonter (lames de rechange de la série 77715).

Données techniques

Article Numéro 77514 Matériau Polypropylène Caoutchouc cellulaire Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact Non alimentaire1 Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Oui **Bonnes Pratiques de Fabrication.** Matériau agréé FDA (CFR 21) Oui Utilisation de Phtalates et bisphénol a Non Conformité Halal et Casher Oui **Quantité par Carton** 20 Pcs. Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) 960 Pcs. Quantité par couche (Pallette) 120 Pcs. **Colis Longueur** 510 mm Colis Largeur 295 mm **Colis Hauteur** 210 mm 250 mm Longueur 70 mm Largeur Hauteur 110 mm Poids net 0,19 kgPoids sac 0,0043 kg **Poids carton** 0,02 kgTare total 0,0243 kg **Poids brut** 0,21 kg Mètre cube 0,001925 M3 90 °C Température de stérilisation recommandée (autoclave) 80 °C Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) 80 °C Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) 80 °C Température d'utilisation min.³ -20 °C 80 °C Température de séchage max. PH min. en concentration d'utilisation 2 pH PH max. en concentration d'utilisation 10,5 pH **Code GTIN-13** 5705020775147 **Code GTIN-14** 15705020775144 Code de marchandise 96039099 Pays d'origine Denmark

03/02/2021 2/3

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

03/02/2021 3/3