

# Ultra BAC®



## DÉSINFECTANT DE CONTACT

### Désinfection des surfaces et matériels agroalimentaires

Prêt à l'emploi

Large spectre antimicrobien

Virucide EN 14476

CORONAVIRUS en 30 sec

ACTIF DÈS 30 sec.

**VIRUCIDE EN14476**



#### > Utilisation

Prêt à l'emploi. Désinfecte tous types de surfaces.

Large spectre antimicrobien (cf propriétés microbiologiques ci-dessous).

Séchage rapide. Recommandé pour la désinfection de nombreux supports et objets : téléphones, poignées de portes, tables, plans de travail, bureaux, chaussures, masques...

#### > Mode d'emploi

Le bidon de 5L sert à recharger le spray de 750ml.

Nettoyer les zones à traiter.

Pulvériser le produit, laisser agir entre 30 sec et 15 min selon la norme de désinfection recherchée. (cf tableau propriétés microbiologiques ci-dessous).

Sans rinçage pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

#### > Composition

Substance active biocide (TP2/TP4): Ethanol (N°CAS 64-17-5) 65.8% m/m. Type de produit : Liquide désinfectant AL.

Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition.

Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

8.2.2. Equipement de protection individuelle : Non requise dans les conditions normales d'emploi.

#### > Caractéristiques

- Aspect : ..... Liquide limpide fluide.
  - Couleur : ..... Incolore.
  - Odeur : ..... Alcool.
  - Densité : ..... ≈ 0,88 +/-0.05.
  - pH pur : ..... non applicable.
- Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

#### > Propriétés microbiologiques

Activité	Normes	Souches	Temps
Virucide	EN14476*	Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508	15 min
	EN14476**	Coronavirus Humain 229E	30 sec
		H1N1, Norovirus, Rotavirus	1 min
Fongicide	EN13697*	Aspergillus Brasiliensis	5 min
	EN13624**	Candida Albicans	1 min
Levuricide	EN1650*	Candida Albicans	1 min
	EN13697*		
Bactéricide	EN1276*	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hiera	1 min
	EN13697*		
	EN13727**		30 sec
	EN1500		Escherichia Coli

\* Conditions de saleté - \*\* Conditions de propreté

#### > Précautions d'emploi

Consulter la fiche de sécurité. Utilisation réservée aux professionnels.

#### > Logistique

	750 mL	5 L RECHARGE
Conditionnement	pulvérisateur	Bidon
Colis	6 pulvérisateurs	2 Bidons
Colis dimensions extérieures (cm)	24 x 16 x 30 H	27,8 x 18,8 x 28,8 H
Poids brut	4,910 kg	10,7 kg
Code produit	<b>001073A</b>	<b>001075</b>

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

# CUISINE